

SORBACT® ABSORPTION DRESSING

Infektionsforebyggende absorptionsbandage



REDUCERER DEN MIKROBIOLOGISKE BELASTNING I MODERAT TIL KRAFTIGT VÆSKENDE SÅR

Sorbact® Absorption Dressing er en sårbandage, der binder bakterier og svampe. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag kombineret med en absorberende kerne og en hvid bagside. Sorbact® Absorption Dressing absorberer og holder på eksudat, hvilket reducerer risikoen for maceration, og opretholder et fugtigt sårmiljø. Bandagen kan anvendes til kompressionsterapi.

| Produkt | Varenr. | Størrelse | Stk. / æske |
|------------------------------|---------|-----------|-------------|
| Sorbact® Absorption Dressing | 98224 | 7x9 cm | 20 |
| Sorbact® Absorption Dressing | 98222 | 10x10 cm | 20 |
| Sorbact® Absorption Dressing | 98223 | 10x20 cm | 10 |



TILSIGTET ANVENDELSE

Sorbact® Absorption Dressing er beregnet til brug i behandlingen af rene, koloniserede, kontaminerede eller inficerede sår, der er moderat til kraftigt væskende, såsom postoperative sår, traumesår, tryksår, diabetiske sår og sår på fødder og ben.

BRUGSANVISNING

1. Forbered såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis.
2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret. Sårpuden skal dække såret med et overlap på mindst 2 cm.
3. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
4. Læg bandagen på. Sørg for, at den grønne side af kontaktlaget er i direkte kontakt med hele såret.
5. Fiksér med passende sekundærbandage.
6. Bandagens skiftetofrekvens afhænger af sårets ekssudatniveau samt såret og den omgivende huds generelle tilstand. Bandagen kan sidde i op til 7 dage, hvis den kliniske tilstand tillader det.



SORBACT® – FOREBYGGER INFEKTION

Sorbact® bakteriebindende bandage forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den mikrobiologiske belastning i såret på naturlig vis. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandagens overflade og fjernes, når bandagen skiftes.